



PRÉPARATION

1. Déballez l'unité à photopolymériser et placez-le sur une surface ferme et plate.
2. Enlevez le film protecteur des deux côtés de la porte et la mousse d'emballage de la chambre de cuisson.
3. Attachez le cordon d'alimentation et branchez l'appareil.





FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer l'unité. Le temps de durcissement s'affiche (en minutes). Lors de la première utilisation, le temps de durcissement affiche 5 minutes.
2. Réglez le temps de durcissement par incréments de 10 secondes sur le panneau de commande en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Le temps de durcissement maximum autorisé est de 20 minutes.

Introduisez les bacs de composite/résine et fermez la porte de la chambre.







REMARQUE: L'unité ne fonctionnera pas avec la porte de la chambre entrouverte et  apparaîtra sur l'affichage.

Pour optimiser le point de durcissement, placez le support du bac dans la chambre de cuisson, selon les besoins.

3. Appuyez sur le bouton  sur le panneau de contrôle pour commencer le cycle de cuisson.
4. Pour interrompre le cycle de durcissement, appuyez sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le  pour continuer le cycle de durcissement. Appuyez sur  pour ré-initialiser le temps de durcissement à la sélection d'origine. L'appareil « bip » pendant les 5 dernières secondes du temps de durcissement.
5. Après utilisation, coupez l'alimentation. Le dernier temps de durcissement utilisé est mémorisé et affiché lors de l'utilisation suivante. L'appareil s'éteindra après 3 minutes en veille.

SPÉCIFICATIONS	
Numéro du modèle:	570-2721
Tension:	110 V 50/60 Hz
Lampe:	3W, 4 LED UV et 2 LED bleues
Pic de longueur d'onde:	UV : 360 ~ 420 nm (pic 390 ~ 400 nm) LED bleue : 420~490 nm (crête 455~465 nm)
Taille de la chambre:	6,5 po (l) x 4,5 po (p) x 3,5 po (h)
Poids:	2,7 kg

DÉPANNAGE

Avertissement	Problème	Solution
	La porte de la chambre est ouverte.	Fermez complètement la porte.
	La lampe LED n'est pas allumée.	Contactez Henry Schein ProRepair.
	La lampe LED a surchauffé.	L'appareil éteindra automatiquement toutes les lumières jusqu'à ce qu'il refroidisse. Lorsque « Er » et l'heure clignotent alternativement l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton  /  ou  pour supprimer l'avertissement. Vous pouvez maintenant reprendre le durcissement.
N/A	L'unité ne s'allume pas.	Confirmez la connexion du cordon d'alimentation.

ENTRETIEN

Les articles qui requièrent un entretien après-vente, y compris l'entretien relatif à la garantie, doivent être envoyés à Henry Schein ProRepair.

Henry Schein ProRepair

620 S. Placentia Ave.

Placentia, CA 92870 É.-U.

Téléphone 1-714-579-0175

Télécopieur 1-714-579-0186

Courriel : prorepair@henryschein.com

GARANTIE

Ces produits sont conçus pour l'utilisation dans un cabinet ou laboratoire dentaire et cette garantie ne s'applique pas à d'autres utilisations. Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication des matériaux et de main d'œuvre pendant un (1) an à partir de la date d'achat. Henry Schein® réparera ou remplacera les produits à son entière discrétion. Cette garantie se limitera au remplacement ou à la réparation des produits ou de leurs pièces et ne saurait s'étendre à d'autres réclamations, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de profit, aux frais d'enlèvement ou de remplacement, aux dommages fortuits ou indirects ou toutes autres réclamations similaires se rapportant à l'utilisation de ce produit. Tout dommage à ces produits résultant d'une catastrophe naturelle, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un accident, d'un abus, d'une négligence, d'altérations, de réparations non autorisées ou de problèmes n'ayant aucun rapport avec les matériaux ou la fabrication ne sont pas couverts par cette garantie.




EasyCure® 2

 HENRY SCHEIN®

INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO
DIRECTIVES D'UTILISATION

Read before use. Keep in a safe place for future reference.
Lea antes de usarlo. Guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.
Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.
Conservez-le dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.



Distributed by:
Distribuido por:
HENRY SCHEIN, INC.
Melville, NY 11747 USA
M0105 2021/08









Distribué par:

Made in Taiwan
Fabricado en Taiwan/Fabriqué aux Taiwan

SET UP






1. Unpack curing unit, place on a firm, flat surface.
2. Remove protective film on both sides of door and packaging foam from curing chamber.
3. Attach power cord and plug in unit.

OPERATION

1. Press the  button to power unit on. Curing time (in minutes) will display. Curing time will display 5 minutes for first use.
2. Adjust curing time in increments of 10 seconds on control panel by pressing the  or  button. The maximum curing time allowed is 20 minutes.
3. Insert composite/resin trays and close chamber door.
NOTE: Unit will not function with chamber door ajar and  will appear on the display. To optimize curing location, place tray insert inside curing chamber as necessary.
4. Press  button on control panel to begin curing cycle.
5. To interrupt curing cycle, press the  button. Pressing  again will continue the curing cycle. Pressing  will reset the curing time to the original selection. The unit will “beep” for the last 5 seconds of curing time.
6. After use turn off power. Last used curing time will be stored in memory and will display on next use. The unit will power down after 3 minutes on standby.

SPECIFICATIONS	
Model Number:	570-2721
Voltage:	110 V 50/60 Hz
Lamp:	3W, 4 UV LED & 2 Blue LED
Wavelength Peak:	UV: 360~420 nm (Peak 390~400 nm) Blue LED: 420~490 nm (Peak 455~465 nm)
Chamber Size:	6.5 in (l) x 4.5 in (w) x 3.5 in (h)
Weight:	2.7 kg

TROUBLESHOOTING

Warning	Problem	Solution
	The chamber door is open.	Close door completely.
	The LED lamp is not on.	Contact Henry Schein ProRepair.
	The LED lamp overheated.	The unit will automatically turn off all lights until cooled down. When “Er” and time alternately flash on the display, you can press  or  button to remove the warning. You may now resume curing.
N/A	Unit does not power on.	Confirm power cord connection.

SERVICE

For items that require service, including warranty service, please send to Henry Schein ProRepair.

Henry Schein ProRepair
620 S. Placentia Ave.
Placentia, CA 92870 USA
Phone: +1-714-579-0175
Fax : +1-714-579-0186









WARRANTY

This product is designed for use in a dental laboratory / dental office and this warranty is not applicable to other uses. The unit is warranted for twelve (12) months from date of purchase against manufacturing defects in materials and workmanship; Henry Schein® will repair or replace the unit at its sole discretion. This warranty shall be limited to replacement or repair of the unit or its parts and shall not extend to any other claims, including but not limited to loss of profit, cost of removal or replacement, incidental or consequential damages or other similar claims arising from the use of this product. Damages to the product resulting from acts of God, faulty installation, misuse, tampering, accident, abuse, negligence or unauthorized repairs or alternations unrelated to problems with materials and workmanship are not covered by this warranty.

PREPARACIÓN






1. Desempaque la unidad de fotopolimerización y colóquela en una superficie firme y plana.
2. Quite la película protectora de ambos lados de la puerta y la espuma de empaque de la cámara de curado.
3. Conecte el cable de alimentación y enchufe la unidad.

OPERACIÓN

1. Presione el botón  para encender la unidad. Se mostrará el tiempo de curado (en minutos). Cuando se use por primera vez, el tiempo de curado indicará 5 minutos.
2. Ajuste el tiempo de curado en incrementos de 10 segundos en el panel de control presionando el botón  o . El tiempo máximo de curado permitido es de 20 minutos.
3. Inserte las bandejas de compuestos/resina y cierre la puerta de la cámara.
NOTA: La unidad no funcionará con la puerta de la cámara entreabierta y  aparecerá en la pantalla. Para optimizar el lugar de curado, coloque el inserto de bandeja dentro de la cámara de curado, según sea necesario.
4. Presione el botón de  en el tablero de control para iniciar el ciclo de curado.
5. Para interrumpir el ciclo de curado, presione el botón . Si vuelve a presionar , continuará el ciclo de curado. Al presionar el  se restablecerá el tiempo de curado a la selección original. “Bip” durante los últimos 5 segundos del tiempo de curado.
6. Después de su uso, apague la energía. El último tiempo de curado que se haya usado se almacenará en la memoria y se mostrará la siguiente vez que se use. La unidad se apagará después de 3 minutos en espera.

ESPECIFICACIONES	
Número de modelo:	570-2721
Voltaje:	110 V 50/60 Hz
Lámpara:	3W, 4 LED UV y 2 LED azules
Pico de longitud de onda:	UV: 360 ~ 420 nm (pico 390 ~ 400 nm) LED azul: 420 ~ 490 nm (pico 455 ~ 465 nm)
Tamaño de la cámara:	6,5 pulg. (largo) x 4,5 pulg. (ancho) x 3,5 pulg. (largo)
Peso:	2,7 kg

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Advertencia	Problema	Solución
	La puerta de la cámara está abierta.	Cierre la puerta completamente.
	La lámpara LED no está encendida.	Póngase en contacto con Henry Schein ProRepair.
	La lámpara LED se sobrecalienta.	La unidad apagará automáticamente todas las luces hasta que se enfríe. Cuando “Er” y la hora parpadean alternativamente pantalla, puede presionar el botón  o  para eliminar la advertencia. Ahora puede reanudar el curado.
N/A	La unidad no se enciende.	Confirme la conexión del cable de alimentación.

SERVICIO

Para los artículos que requieran servicio, incluyendo el servicio de garantía, envíelos a Henry Schein ProRepair.

Henry Schein ProRepair
620 S. Placentia Ave.
Placentia, CA 92870 EE. UU.
Teléfono: +1 714-579-0175
Fax: +1 714-579-0186
Correo electrónico: prorepair@henryschein.com

GARANTÍA

Estos productos están diseñados para ser usados en un consultorio o laboratorio dental y esta garantía no es aplicable a otros usos. Los productos están garantizados contra defectos de fabricación de los materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Henry Schein® reparará o reemplazará los productos a su criterio exclusivo. Esta garantía se limitará al reemplazo o reparación de los productos o de sus piezas y no se extenderá a ninguna otra reclamación, incluyendo pero sin limitarse a pérdida de ingresos, costo de extracción o reemplazo, daños incidentales o consiguientes u otras reclamaciones similares que surjan del uso de este producto. Los daños a los productos que resulten por causas de fuerza mayor, instalación defectuosa, uso erróneo, manipulación, accidentes, abuso, negligencia, alteraciones, reparaciones no autorizadas o problemas que no estén relacionados con materiales y mano de obra no están cubiertos por esta garantía.