




INSTRUCTIONS FOR USE

Maxima® - S

MOTOR TO ANGLE ADAPTOR

Read before use. Keep in safe place for future reference.

WARNING Federal (US) law restricts the use of this device to licensed professionals.



Indication for use

The Henry Schein® *Maxima® - S* motor to angle adaptor is intended to be used with Star® brand low-speed motors for a variety of dental procedures.


Operation and Maintenance Instructions

You will receive maximum use and value from your *Maxima® - S* motor to angle adaptor if you first familiarize yourself with these operating instructions.

Contents

- Installation
- Cleaning & Lubrication
- Sterilization
- Repair
- Warranty

Installation (Fig.1)



1. Assemble motor to angle adaptor to torque multiplier or motor by retracting the quick connect collar while placing motor to angle adaptor on motor; release the quick connect collar.
2. To remove motor to angle adaptor, reverse the above procedure. *Never use force to connect or disconnect the motor to angle adaptor.*
3. Thread contra angle head onto motor to angle adaptor by hand. Seat completely.

Caution If head is not seated completely on adaptor, gears are not meshing. Remove angle; spin motor to angle adaptor drive gear (Fig 2). Repeat Step 3.

MOTOR TO ANGLE ADAPTER DRIVE GEAR



Cleaning & Lubrication

Cleaning

1. Remove motor to angle adapter from motor.
2. Remove any adherent material using only a soft cloth, soft brush, gauze or cotton swab that has been moistened in a soapy solution.
3. Wipe and dry thoroughly.

Caution

- Do not use a wire brush.
- Do not use ultrasonic bath, nor immerse the adaptor in water or any solutions.

Lubrication

1. Lubricate by placing 3 drops of Henry Schein® Lubricant Oil (100-2037) into backend of motor to angle adaptor.
2. Reattach head if removed.
3. Run motor to angle adaptor until it reaches normal speed to ensure all internal parts are completely lubricated. Wipe off any excess lubricant on outside of attachment with dry gauze pad or tissue.

Sterilization

WARNING

Sterilization is required before first use.

Adaptor must be cleaned and sterilized between each patient use.

Caution

- Wear appropriate personal protective equipment during the sterilization and lubrication process. This should include eye protection and gloves.
- Do not autoclave attachments together with other instruments.
- Do not use dry heat sterilization.
- Keep attachment in sterilization pouch until ready to use.

1. Disconnect adaptor from motor.
2. Place adaptor in sterilization bag; use paper or paper/plastic bags only. Follow the sterilization guidelines as stated by the manufacturer of your sterilizer.
3. Steam sterilize at 135° C for a minimum of 10 minutes.
4. Remove adaptor from sterilizer after drying cycle and allow cooling in bag.

Repair

For items that require service, including warranty service, please send to Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placentia Ave.
Placentia, CA 92870 USA

Phone # 714-579-0175

Fax # 714-579-0186

Warranty

This product is designed for use in a dental office and this warranty is not applicable to other uses. The unit is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for six (6) months from date of purchase; Henry Schein® will repair or replace the unit at its sole discretion. This warranty shall be limited to replacement or repair of the unit or its parts and shall not extend to any other claims, including but not limited to loss of profit, cost of removal or replacement, incidental or consequential damages or other similar claims arising from use of this product. Damage to the product resulting from acts of God, faulty installation, misuse, tampering, accident, abuse, negligence, alterations, unauthorized repairs or problems unrelated to materials and workmanship are not covered by this warranty.

DISTRIBUTED BY:

Distribuido por: Distribué par:

HENRY SCHEIN, INC.
Melville, NY 11747 USA

MADE IN USA
Fabricado en EEUU/Fabriqué aux Etats-Unis



INSTRUCCIONES DE USO

Maxima® - S

ADAPTADOR DE MOTOR PARA ÁNGULOS

Léelas antes del uso. Guárdelas en un lugar seguro para referencia futura.

ADVERTENCIA La ley federal de los Estados Unidos restringe el uso de este dispositivo a los profesionales con licencia.



Instrucciones de uso

El adaptador de motor para ángulos Henry Schein® *Maxima® - S* está diseñado para el uso con motores de velocidad baja marca Star® para una variedad de procedimientos dentales.


Instrucciones de operación y mantenimiento

Usted obtendrá el uso y valor máximos de su adaptador de motor para ángulos *Maxima® - S* si primero se familiariza con estas instrucciones de operación.

Contenido

- Instalación
- Limpieza y lubricación
- Esterilización
- Reparación
- Garantía

Instalación (Fig. 1)



1. Arme el adaptador de motor para ángulos en el multiplicador de par de torsión o en el motor retrayendo el collar de conexión rápida mientras coloca el adaptador de motor para ángulos en el motor; libere el collar de conexión rápida.
2. Para retirar el adaptador de motor para ángulos, invierta el procedimiento anterior. *Nunca use fuerza para conectar o desconectar el adaptador de motor para ángulos.*
3. Con la mano enrosque el cabezal contra ángulo en el adaptador de motor para ángulos. Acóplelo completamente.

Atención Si el cabezal no está completamente acoplado en el adaptador, los engranajes no están engranando. Retire el ángulo; gire el engranaje de propulsión del adaptador de motor para ángulos (Fig. 2). Repita el paso 3.

ENGRANAJE DE PROPULSIÓN DEL ADAPTADOR DE MOTOR PARA ÁNGULOS



Limpieza y lubricación

Limpieza

1. Retire el adaptador de motor para ángulos del motor.
2. Elimine todo material adherente usando únicamente un paño suave, un cepillo suave, una gasa o un copo de algodón humedecido en una solución jabonosa.
3. Limpie y seque completamente.

Atención

- No use un cepillo de alambre.
- No use baños ultrasónicos ni sumerja el adaptador en agua ni en ningún tipo de solución.

Lubricación

1. Para lubricar, aplique 3 gotas de aceite lubricante Henry Schein® (100-2037) en la parte trasera del adaptador de motor para ángulos.
2. Vuelva a acoplar el cabezal si se retiró.
3. Haga funcionar el adaptador de motor para ángulos hasta que alcance la velocidad normal para asegurarse de que todas las piezas internas están completamente lubricadas. Limpie todo el exceso de lubricante de la parte exterior con una almohadilla seca de gasa o papel tisú.

Esterilización

ADVERTENCIA

Se requiere la esterilización antes del primer uso.

Es necesario limpiar y esterilizar el adaptador entre los usos con cada paciente.

Atención

- Lleve equipo de protección personal adecuado durante el proceso de esterilización y lubricación. Se debe incluir protección ocular y guantes.
- No introduzca los accesorios en la autoclave junto con otros instrumentos.
- No use esterilización con calor seco.
- Mantenga el accesorio en la bolsa de esterilización hasta que esté listo para usarlo.

1. Desconecte el adaptador del motor.
2. Coloque el adaptador en la bolsa de esterilización; utilice papel o bolsas de papel/plástico solamente. Siga las indicaciones de esterilización proporcionadas por el fabricante de su esterilizador.
3. Esterilice con vapor a 135° C durante un mínimo de 10 minutos.
4. Retire el adaptador del esterilizador después del ciclo de secado y permita que se enfríe dentro de la bolsa.

Reparación

Los artículos que necesiten servicio, incluyendo el servicio de garantía deben ser enviados a Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placentia Ave.
Placentia, CA 92870 EE. UU.

Teléfono +1 714-579-0175

Fax +1 714-579-0186

Garantía

Este producto está diseñado para utilizarse en un consultorio odontológico y esta garantía no es aplicable a otros usos. Esta unidad está garantizada contra defectos de fabricación de materiales y mano de obra durante seis (6) meses a partir de la fecha de compra; Henry Schein® reparará o reemplazará la unidad a su propio criterio. Esta garantía se limitará al reemplazo o reparación de la unidad o de sus piezas y no se extenderá a ninguna otra reclamación, incluyendo pero sin limitarse a pérdida de ingresos, costo de extracción o reemplazo, daños incidentales o consiguientes u otras reclamaciones similares que surjan del uso de este producto. Los daños al producto que resulten por actos de la naturaleza, instalación defectuosa, uso erróneo, manipulación, accidente, abuso, negligencia, alteraciones, reparaciones no autorizadas o problemas que no estén relacionados con materiales y mano de obra no están cubiertas por esta garantía.




MODE D'EMPLOI

Maxima® - S

ADAPTATEUR MOTEUR À ANGLE

Lisez le Mode d'emploi avant l'utilisation. Conservez ce Mode d'emploi dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT La loi fédérale américaine restreint l'usage de cet appareil à des professionnels diplômés.



Indication d'utilisation

L'adaptateur moteur à angle *Maxima® - S* de Henry Schein® est conçu pour être utilisé avec les moteurs à bas régime de marque Star® pour une variété de procédures dentaires.


Directives de fonctionnement et d'entretien

Vous augmenterez la durée d'utilisation et la valeur de votre adaptateur moteur à angle *Maxima® - S* si vous prenez le temps de vous familiariser avec ces directives de fonctionnement.

Table des matières

- Installation
- Nettoyage et lubrification
- Stérilisation
- Réparation
- Garantie

Installation (Figure 1)



1. Montez l'adaptateur moteur à angle sur le multiplicateur de couple ou le moteur en repoussant le collier à branchement rapide pendant la mise en place de l'adaptateur moteur à angle sur le moteur; relâchez ensuite le collier à branchement rapide.
2. Pour retirer l'adaptateur moteur à angle, suivez la procédure précédente dans l'ordre inverse. Procédez toujours avec délicatesse lorsque vous branchez et débranchez l'adaptateur moteur à angle. *Vissez à la main la tête du contre-angle sur l'adaptateur moteur à angle.*
3. Appuyez bien en place.

Attention Si la tête ne repose pas complètement sur l'adaptateur, les éléments dentés n'engrènent pas. Déposez l'angle; tournez le moteur sur l'engrenage d'entraînement de l'adaptateur moteur à angle (Figure 2). Répétez l'étape 3.

MOTEUR À ANGLE ENGRANAGE D'ENTRAÎNEMENT DE L'ADAPTATEUR



Nettoyage et lubrification

Nettoyage

1. Déposez l'adaptateur moteur à angle du moteur.
2. Retirez tout matériau adhérent en utilisant un chiffon doux, une brosse souple, de la gaze ou des cotons-tiges préalablement humidifiés dans de l'eau savonneuse.
3. Essuyez et séchez complètement.

Attention

- N'utilisez pas de brosse métallique.
- N'utilisez pas de bain ultrasonique, et n'immergez pas l'adaptateur dans l'eau ou tout type de solution.

Lubrification

1. Lubrifiez en plaçant trois gouttes d'huile lubrifiante Henry Schein® (100-2037) dans la partie dorsale de l'adaptateur moteur à angle.
2. Remontez la tête si elle a été déposée.
3. Faites fonctionner l'adaptateur moteur à angle jusqu'à ce qu'il atteigne sa vitesse de fonctionnement normale pour s'assurer que toutes les pièces internes sont complètement lubrifiées. Essuyez tout excédent de lubrifiant sur la partie externe à l'aide d'un tampon de gaze ou d'un papier-mouchoir.

Stérilisation

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être stérilisé avant la première utilisation.

L'adaptateur doit être nettoyé et stérilisé entre chaque patient.

Attention

- Portez un équipement protecteur personnel approprié durant la stérilisation et la lubrification. Ceci inclut une protection oculaire et des gants.
- Ne traitez pas les accessoires à l'autoclave avec d'autres instruments.
- N'utilisez pas une stérilisation à chaleur sèche.
- Conservez l'accessoire dans la poche de stérilisation jusqu'à son utilisation.

1. Débranchez l'adaptateur du moteur.
2. Placez l'adaptateur dans un sac de stérilisation; utilisez seulement des sacs de papier ou de papier/plastique. Suivez les procédures de stérilisation fournies par le fabricant du stérilisateur.
3. Stérilisez à la vapeur à une température de 135° C pendant un minimum de 10 minutes.
4. Retirez l'adaptateur du stérilisateur après le cycle de séchage et laissez-le refroidir dans le sac.

Réparation

Les articles qui requièrent un entretien après-vente, y compris l'entretien relatif à la garantie, doivent être envoyés à Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placentia Ave.
Placentia, CA 92870 É.-U.

Téléphone 1-714-579-0175

Télécopieur 1-714-579-0186

Garantie

Ce produit est conçu pour être utilisé dans un cabinet dentaire et cette garantie ne s'applique pas à d'autres utilisations. L'appareil est garanti six (6) mois à partir de la date d'achat contre tout défaut de matériaux et de fabrication; Henry Schein® réparera ou remplacera l'appareil à sa seule discrétion. Cette garantie se limitera au remplacement ou à la réparation de l'appareil ou de ses pièces et ne saurait s'étendre à d'autres réclamations, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de profit, aux frais d'enlèvement ou de remplacement, aux dommages fortuits ou indirects ou toutes autres réclamations similaires se rapportant à l'utilisation de ce produit. Tout dommage encouru par ce produit et résultant d'une catastrophe naturelle, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un accident, d'un abus, d'une négligence, d'altérations, de réparations ou de problèmes non autorisés n'ayant aucun rapport avec les matériaux ou la fabrication ne sont pas couverts par cette garantie.



INSTRUCTIONS FOR USE

Maxima® - S

STRAIGHT ATTACHMENT

Read before use. Keep in safe place for future reference.

WARNING Federal (US) law restricts the use of this device to licensed professionals.



Indication for use

This Henry Schein® Maxima-S Straight Attachment is intended to be used with Star® brand low-speed motors for a variety of dental procedures.

Operation and Maintenance Instructions

You will receive maximum use and value from your Maxima-S straight attachment if you first familiarize yourself with these operating instructions.

Contents


- Installation
- Operation
- Cleaning & Lubrication
- Sterilization
- Warranty

Installation (Fig. 1)


WARNING

To prevent injury, always remove bur or cutting tool from the straight attachment before installing or disconnecting from the motor.

1. Attach straight attachment to motor by retracting quick connect collar while placing straight attachment on motor then release quick connect collar.
2. To remove straight attachment, reverse above procedure. *Never use force to connect or disconnect straight attachment.*





Operation




Always use ISO burs to prevent locking and slipping of burs in chuck. If a problem persists, contact Henry Schein® ProRepair.


Engraved on the sleeve and chuck locking collar of the straight attachment are two dots. Aligned dots indicate chuck is closed and locked (Fig.2). When dots are not aligned, chuck is open and unlocked (Fig.3).



To open chuck, grasp chuck locking collar with one hand, sleeve with the other, and twist (Fig.4) until it clicks in place.



With chuck open insert a .0925" (2.350 mm) shank bur. Close chuck and lock by reversing the opening procedure.



Operate the straight attachment with a bur, U-type or disposable angle secured in chuck. Operating with the chuck open or without a bur or angle installed will damage the chuck.

Cleaning & Lubrication

Cleaning

1. Remove straight attachment from motor.
2. Close chuck (dots aligned).
3. Remove any adherent material using only a soft cloth, soft brush, gauze or cotton swab that has been moistened in a soapy solution.
4. Wipe and dry thoroughly.



- Do not use a wire brush.
- Do not use ultrasonic bath, nor immerse the handpiece in water or any solutions.

Lubrication


1. Lubricate by placing 3 drops of Henry Schein® Lubricant Oil (100-2037) into back end of attachment and 1 drop into chuck.
2. Insert Bur.
3. Run straight attachment until it reaches normal speed to ensure all internal parts are completely lubricated. Wipe off any excess lubricant on outside of attachment with dry gauze pad or tissue.

Sterilization

WARNING

Sterilization is required before first use.

Attachment must be cleaned and sterilized between each patient use.



- Wear appropriate personal protective equipment during the sterilization and lubrication process. This should include eye protection and gloves.
- Do not autoclave attachments together with other instruments.
- Do not use dry heat sterilization.
- Keep attachment in sterilization pouch until ready to use.

1. Disconnect attachment from motor.
2. Remove bur or angle attachment.
3. Place attachment in sterilization bag; use paper or paper/plastic bags only. Follow sterilization guidelines as stated by the manufacturer of your sterilizer.
4. Steam sterilize at 135° C for a minimum of 10 minutes.
5. Remove attachment from sterilizer after drying cycle and allow cooling in bag.

Repair

For items that require service, including warranty service, please send to Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placencia Ave.
Placencia, CA 92870 USA

Phone # 714-579-0175

Fax # 714-579-0186

Limited Warranty

This product is designed for use in a dental office and this warranty is not applicable to other uses. The unit is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for six (6) months from date of purchase; Henry Schein® will repair or replace the unit at its sole discretion. This warranty shall be limited to replacement or repair of the unit or its parts and shall not extend to any other claims, including but not limited to loss of profit, cost of removal or replacement, incidental or consequential damages or other similar claims arising from use of this product. Damage to the product resulting from acts of God, faulty installation, misuse, tampering, accident, abuse, negligence, alterations, unauthorized repairs or problems unrelated to materials and workmanship are not covered by this warranty.

DISTRIBUTED BY:

Distribuido por: HENRY SCHEIN, INC.
Melville, NY 11747 USA

MADE IN USA

Fabricado en EEUU/Fabriqu  aux Etats-Unis



INSTRUCCIONES DE USO

Maxima® - S

ACCESORIO RECTO

L elas antes del uso. Gu ardelas en un lugar seguro para referencia futura.

ADVERTENCIA La ley federal de los Estados Unidos restringe el uso de este dispositivo a los profesionales con licencia.



Instrucciones de uso

Este accesorio recto Maxima-S de Henry Schein® est  dise ado para el uso con motores de velocidad baja marca Star® para una variedad de procedimientos dentales.

Instrucciones de operaci n y mantenimiento

Usted obtendr  el uso y valor m ximos de su accesorio recto Maxima-S si primero se familiariza con estas instrucciones de operaci n.

Contenido


- Instalaci n
- Operaci n
- Limpieza y lubricaci n
- Esterilizaci n
- Garant a

Instalaci n (Fig. 1)


ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, siempre retire la fresa o la herramienta para cortar del accesorio antes de instalarlo o desconectarlo del motor.

1. Acople el accesorio recto al motor retrayendo el collar de conexi n r pida mientras coloca el accesorio recto en el motor y despu s libere el collar de conexi n r pida.
2. Para quitar el accesorio recto, invierta el procedimiento anterior. *Nunca use fuerza para conectar o desconectar el accesorio recto.*



Operaci n




Siempre use fresas ISO para evitar el atascamiento y deslizamiento de las fresas en la pinza de sujeci n. Si persiste alg n problema comun quese con Henry Schein® ProRepair.


El casquillo de empalme y el collar de cierre de la pinza de sujeci n tienen dos puntos grabados. Los puntos alineados indican que la pinza de sujeci n est  cerrada y asegurada (Fig. 2). Cuando los puntos no est n alineados, la pinza de sujeci n est  abierta y sin asegurar (Fig. 3).



Para abrir la pinza de sujeci n, sujete el collar de cierre de la pinza de sujeci n con una mano, el casquillo con la otra mano y gire (Fig. 4) hasta que haga clic en su lugar.



Con la pinza de sujeci n abierta, inserte una fresa con v stago de 2,350 mm (0,0925 pulg.). Cierre la pinza de sujeci n y aseg rela invirtiendo el procedimiento de abertura.




Opere el accesorio recto con una fresa, un  ngulo tipo "U" o desechable asegurado en la pinza de sujeci n. El funcionamiento con la pinza de sujeci n abierta o sin una fresa o un  ngulo instalado da ar  la pinza de sujeci n.

Limpieza y lubricaci n

Limpieza

1. Retire el accesorio recto del motor.
2. Cierre la pinza de sujeci n (puntos alineados).
3. Elimine todo material adherente usando  nicamente un pa o suave, un cepillo suave, una gasa o un copo de algod n humedecido en una soluci n jabonosa.
4. Limpie y seque completamente.



- No use un cepillo de alambre.
- No use un ba o ultras nico ni sumerja la pieza de mano en agua ni ning n tipo de soluci n.

Lubricaci n


1. Para lubricar, aplique 3 gotas de aceite lubricante Henry Schein® (100-2037) en la parte trasera del accesorio y 1 gota dentro de la pinza de sujeci n.
2. Inserte la fresa.
3. Haga funcionar el accesorio recto hasta que alcance la velocidad normal para asegurarse de que todas las piezas internas est n completamente lubricadas. Limpie todo el exceso de lubricante de la parte exterior del accesorio con una almohadilla seca de gasa o papel tis .

Esterilizaci n

ADVERTENCIA

Se requiere la esterilizaci n antes del primer uso.

Es necesario limpiar y esterilizar el accesorio entre los usos con cada paciente.



- Lleve equipo de protecci n personal adecuado durante el proceso de esterilizaci n y lubricaci n. Se debe incluir protecci n ocular y guantes.
- No introduzca los accesorios en la autoclave junto con otros instrumentos. No use esterilizaci n con calor seco.
- Mantenga el accesorio en la bolsa de esterilizaci n hasta que est  listo para usarlo.

1. Desconecte el accesorio del motor.
2. Quite la fresa o el accesorio de  ngulo.
3. Coloque el accesorio en la bolsa de esterilizaci n; utilice papel o bolsas de papel/pl stico solamente. Siga las indicaciones de esterilizaci n proporcionadas por el fabricante de su esterilizador.
4. Esterilice con vapor a 135  C durante un m nimo de 10 minutos.
5. Saque el accesorio del esterilizador despu s del ciclo de secado y permita que se enf e dentro de la bolsa.

Reparaci n

Los art culos que necesiten servicio, incluyendo el servicio de garant a deben ser enviados a Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placencia Ave.
Placencia, CA 92870 EE. UU.

Tel fono +1 714-579-0175

Fax +1 714-579-0186

Garant a limitada

Este producto est  dise ado para utilizarse en un consultorio odontol gico y esta garant a no es aplicable a otros usos. Esta unidad est  garantizada contra defectos de fabricaci n de materiales y mano de obra durante seis (6) meses a partir de la fecha de compra; Henry Schein® reparar  o reemplazar  la unidad a su propio criterio. Esta garant a se limitar  al reemplazo o reparaci n de la unidad o de sus piezas y no se extender  a ninguna otra reclamaci n, incluyendo pero sin limitarse a p rdida de ingresos, costo de extracci n o reemplazo, da os incidentales o consiguientes u otras reclamaciones similares que surjan del uso de este producto. Los da os al producto que resulten por actos de la naturaleza, instalaci n defectuosa, uso err neo, manipulaci n, accidente, abuso, negligencia, alteraciones, reparaciones no autorizadas o problemas que no est n relacionados con materiales y mano de obra no est n cubiertas por esta garant a.



MODE D'EMPLOI

Maxima® - S

ATTACHEMENT DROIT

Lisez le Mode d'emploi avant l'utilisation. Conservez ce Mode d'emploi dans un endroit s r pour vous y reporter ult rieurement.

AVERTISSEMENT La loi f d rale am ricaine restreint l'usage de cet appareil   des professionnels dipl m s.



Indication d'utilisation

Cet attachement droit Maxima-S de Henry Schein® a  t  con u pour  tre utilis  avec les moteurs   bas r gime de marque Star® pour une vari t  de proc dures dentaires.

Directives de fonctionnement et d'entretien

Vous augmenterez la dur e d'utilisation et la valeur de votre attachement droit Maxima-S si vous prenez le temps de vous familiariser avec ces directives de fonctionnement.

Table des mati res


- Installation
- Fonctionnement
- Nettoyage et lubrification
- St rilisation
- Garantie

Installation (Figure 1)


AVERTISSEMENT

Pour  viter les blessures, retirez toujours les outils de fraise ou de coupe de l'attachement droit avant l'installation ou le d branchement du moteur.

1. Fixez l'attachement droit au moteur en repoussant le collier   branchement rapide pendant la mise en place de l'attachement sur le moteur; rel chez ensuite le collier   branchement rapide.
2. Pour retirer l'attachement droit, suivez la proc dure dans l'ordre inverse. *Proc dez toujours avec d licatesse lorsque vous branchez ou d branchez l'attachement droit.*




Fonctionnement




Utilisez toujours des fraises ISO pour  viter le blocage ou le glissement de tels outils dans le mandrin. Si un probl me persiste, communiquez avec Henry Schein® ProRepair.


Deux points ont  t  grav s sur l'attachement droit, l'un sur le collier de blocage du mandrin et l'autre sur le manchon. Le mandrin est ferm  et verrouill  si ces deux points sont align s (Figure 2). Si ces deux points ne sont pas align s, le mandrin est ouvert et d verrouill  (Figure 3).



Pour ouvrir le mandrin, saisissez le collier de blocage du mandrin d'une main, le manchon de l'autre, et tournez-le (Figure 4) jusqu'  ce qu'il clique en place.



Le mandrin  tant ouvert, ins rez-y une fraise   tige de 2,350 mm (0,0925 po). Fermez le mandrin et verrouillez-le en suivant la proc dure dans l'ordre inverse.




Utilisez l'attachement droit avec une fraise de type U ou un angle jetable fix  dans le mandrin. L'utilisation du mandrin ouvert ou sans fraise ni angle en place causera son endommagement.

Nettoyage et lubrification

Nettoyage

1. Retirez l'attachement droit du moteur.
2. Fermez le mandrin (points align s).
3. Retirez tout mat riau adh rent en utilisant un chiffon doux, une brosse souple, de la gaze ou des cotons-tiges pr alablement humect s dans de l'eau savonneuse.
4. Essuyez et s chez compl tement.



- N'utilisez pas de brosse m tallique.
- N'utilisez pas de bain ultrasonique, et n'immergez pas la pi ce   main dans l'eau ou tout type de solution.

Lubrification


1. Lubrifiez en pla ant trois gouttes d'huile lubrifiante Henry Schein® (100-2037) dans la partie dorsale de l'attachement et une goutte dans le mandrin.
2. Ins rez la fraise.
3. Faites fonctionner l'attachement droit jusqu'  ce qu'il atteigne sa vitesse de fonctionnement normale pour s'assurer que toutes les pi ces internes sont compl tement lubrifi es. Essuyez tout exc dent de lubrifiant sur l'ext rieur de l'attachement   l'aide d'un tampon de gaze ou d'un papier-mouchoir.

St rilisation

AVERTISSEMENT

L'appareil doit  tre st rilis  avant la premi re utilisation.

L'attachement doit  tre nettoy  et st rilis  entre chaque patient.



- Portez un  quipement protecteur personnel appropri  durant la st rilisation et la lubrification. Ceci inclut une protection oculaire et des gants.
- Ne traitez pas les accessoires   l'autoclave avec d'autres instruments.
- N'utilisez pas une st rilisation   chaleur s che.
- Conservez l'accessoire dans la poche de st rilisation jusqu'  son utilisation.

1. D branchez l'attachement du moteur.
2. Retirez la fraise ou l'angle.
3. Placez l'attachement dans un sac de st rilisation; utilisez seulement des sacs de papier ou de papier/plastique. Suivez les proc dures de st rilisation fournies par le fabricant du st rilisateur.
4. St rilisez   la vapeur   une temp rature de 135  C pendant un minimum de 10 minutes.
5. Retirez l'attachement du st rilisateur apr s le cycle de s chage et laissez-le refroidir dans le sac.

R paration

Les articles qui requi rent un entretien apr s-vente, y compris l'entretien relatif   la garant e, doivent  tre envoy s   Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placencia Ave.
Placencia, CA 92870  .U.

Tel phone 1-714-579-0175

Tel copieur 1-714-579-0186

Garantie limit e

Ce produit est con u pour  tre utilis  dans un cabinet dentaire et cette garant e ne s'applique pas   d'autres utilisations. L'appareil est garanti six (6) mois   partir de la date d'achat contre tout d faut de mat riels et de fabrication; Henry Schein® r parera ou remplacera l'appareil   sa seule discr tion. Cette garant e se limitera au remplacement ou   la r paration de l'appareil ou de ses pi ces et ne saurait s' tendre   d'autres r clamations, y compris, mais sans s'y limiter,   la perte de profit, aux frais d'enl vement ou de remplacement, aux dommages fortuits ou indirects ou toutes autres r clamations similaires se rapportant   l'utilisation de ce produit. Tout dommage encouru par ce produit et r sultant d'une catastrophe naturelle, d'une installation d fectueuse, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un accident, d'un abus, d'une n gligence, d'alt rations, de r parations ou de probl mes non autoris s n'ayant aucun rapport avec les mat riels ou la fabrication ne sont pas couverts par cette garant e.