


# Essentials

## LED CURING LIGHT 2

570-1739  
Pink  
570-1740  
Black  
570-1741  
Silver

INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCCIONES DE USO  
DIRECTIVES D'UTILISATION



Read before use. Keep in a safe place for future reference.  
Lea antes de usarlo. Guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.  
Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.  
Conservez-le dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.

 **CAUTION:** Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed professional

### Caution

- For professional use only.
- Light guide can become hot during use, avoid contact with it.
- Never look directly into the LED light source without eye protection.
- Sterilize light guide and anti-glare cup prior to first use.
- To avoid damage to the LED handpiece, do not drop or subject it to excessive shock.
- Keep away from water and other liquids.
- If charging base falls into water, unplug immediately. Do not reach into water or liquid.
- If either the charger or the LED handpiece come into contact with water or other liquids, stop using immediately and send to Henry Schein® ProRepair for evaluation.
- Keep away from heat and direct sunlight.
- If any abnormalities are found, stop using immediately and contact Henry Schein® ProRepair.

## SPECIFICATIONS

	
<b>CHARGING BASE</b>	<b>LED HANDPIECE</b>
Input power: ac 100 - 240V 50/60 Hz	Light intensity: 1300 mW/cm <sup>2</sup>
Output power: 5V 2A 5W	Wavelength: 420 - 490 nm
Weight: 185 g	Weight: 120 g

## PARTS AND CONTROLS

### LED Handpiece

1. Light Guide 8 mm
2. On/Off Button
3. Mode Selection Button
4. Set Time Button
5. Display
6. Control Module
7. Battery Module



### Charger

1. Charging Base
2. Charge Indicator Light
3. DC Adapter



### Accessories

1. Glare Shield
2. Anti-glare Cups



## SETUP

1. Assemble handpiece by connecting control and battery modules. Hand tighten securely.

2. Insert the light guide into the handpiece using gentle pressure and a twisting motion until it is fully seated. There should be no gap between handpiece and light guide.

3. Place the orange anti-glare cup onto the light guide and adjust according to preference.

4. Slide glare shield over light guide until it is seated firmly in place.

5. Connect the DC adaptor to the charging base and then plug into outlet.

**Note:** When first plugged in, the charging light will not activate.

6. Place the handpiece in the charger, as shown, to begin charging. While in the base, the charge indicator light will be red and turn green when fully charged.


**Note:** Allow the handpiece to fully charge. The battery should be charged for 3 hours prior to first use.




STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 6

## OPERATION





### Caution

- Wear protective eyewear and ensure glare shield is secured in place before use.
- Light guide can become hot during use, avoid contact with it.

### On / Off

1. Press the "On/Off" button (A) once to turn on the display panel. The digital display will show the curing time from the previous cycle.
2. Press the "On/Off" button to begin or stop the curing cycle.

**Note:** A beep will sound when the cycle starts. A final beep will sound at the end of the cycle.



### Set curing mode

1. Press "Mode" button (B) to display active mode setting.
2. Press the "Mode" button to cycle through the 3 mode options.

**01 FULL** - Continuous full power.

**02 RAMP** - Starts at 70% power and gradually increases to full power.

**03 PULSE** - Alternates between full and 70% power in 1/2 second increments.

### Setting curing time

1. Press "Time" button (C) to display curing time.
2. To change the active curing time, push the "Time" button to increase the time in 1-second increments. The default curing time for all modes is 6 seconds..
3. Press the "On/Off" button (A) to begin curing cycle.

## Charging

### Caution


- Ensure handpiece is completely dry before placing in charger.
- Please charge and store the battery in a cool environment.
- If the battery is warm after charging, wait for the battery to cool before using to maximize battery life.
- Avoid storing the battery in a fully charged state, as it will shorten the battery lifespan. If the battery is fully charged, emit the unit for about 20 seconds before storing.
- Avoid storing the battery when nearly empty as self-consumption will result in excessive discharge and prevent further charging. If the battery is empty, charge for 10-20 minutes before storing.
- When storing the battery, do not place on the charger stand to avoid overcharge.
- Please charge/discharge the battery every 2 months when not used.
- Please discard the battery according to manufacturer's instructions and recycle the battery.
- Do not dispose in fire to prevent injury or burns.
- Avoid the battery from contacting any metal objects or it will short circuit.
- Remove and reconnect the battery module if any short circuiting occurs.
- Do not disassemble.
- Do not crush.
- Keep the battery dry.
- Keep the battery away from the heat source.

**Note:** If the battery capacity is considerably reduced and cannot be fully charged even after a long time, the battery is depleted. If the battery is depleted or damaged, please contact your dealer to buy a new battery.

**Charger ready:** No light (without handpiece in base)

**Charging in progress:** Steady red light

**Charging complete:** Steady green light (while handpiece in base)



## CHANGING LI-ION BATTERY

### Caution

- After battery replacement, all user settings will revert back to the factory settings.
- Prior to using a new battery, please charge for a minimum of 3 hours to ensure maximum battery life.
- There is danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent battery type as recommended by the manufacturer.
- Medical device is used Li-ion Battery, and replace the battery only with service personnel

1. Unscrew the battery module counter clockwise from control module.
2. Turn battery module upside-down and allow battery to slide out.
3. Insert new battery. Battery orientation does not matter.
4. Recycle old battery.

## CLEANING AND STERILIZATION



- Sterilize light guide and anti-glare cup before first use.
- Sterilize light guide and anti-glare cup after each patient use.
- Keep in sterilization pouch until ready to use.
- Wear appropriate personal protective equipment during the cleaning and sterilization process. This should include eye protection and gloves.
- Do not run or submerge handpiece in water.
- Do not sterilize handpiece body.

1. Remove light guide, place in sterilization pouch, and seal. Bag light guides separately.
2. Wipe handpiece surface with a soft cloth soaked in warm water or a mild detergent mixture.
3. Dry handpiece completely before returning it to the charger.

## REPLACEMENT PARTS

570-1918 8mm Light Guide

570-1919 Li-ion Battery

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Display is blank after pressing the "On/Off" button	The battery is drained	Charge handpiece
	Defective battery	Replace battery
	Battery not properly connected	Reinstall into handpiece
	A metal object has short circuited the battery	Remove object, reinstall into handpiece
	Integrated circuit board is defective	Contact Henry Schein® ProRepair
"bL" appears on display	The battery is low	Charge handpiece
	Defective battery	Replace battery
"HH" appears on display	Unit has overheated	Allow handpiece to cool down
	Defective temperature sensor	Contact Henry Schein® ProRepair
Low light intensity	Light guide is not installed properly	Ensure light guide is seated flush with handpiece (no gap)
	Cracked, chipped or damaged light guide	Replace light guide
	Resin affixed to light guide	Clean light guide to remove any debris
	Defective LED module	Contact Henry Schein® ProRepair
Continuous beeping of the handpiece	Battery not properly connected	Reinstall into handpiece

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Handpiece doesn't charge	DC adapter is not properly connected	Check outlet and charger base connections
	Poor connection between handpiece and charger	Check handpiece and base charging contacts to make sure they are clean and debris free
	Dead or defective battery	Replace battery
	Defective charging base	Contact Henry Schein® ProRepair
Red signal on charger stand when empty	There may be debris or moisture in the stand	Clean out and remove any liquid or object inside the charging stand
	Defect in charger	Contact Henry Schein® ProRepair
Charger stand status light indicator flickers	Battery not properly connected	Reinstall into handpiece
	Defective battery	Replace battery
	Defective charging base	Contact Henry Schein® ProRepair

## SERVICE

For items that require service, including warranty service, please send to Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair  
620 S. Placentia Ave.  
Placentia, CA 92870 USA  
Phone # 714-579-0175  
Fax # 714-579-0186

## WARRANTY

This product is designed for use in a dental office and this warranty is not applicable to other uses. This product is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for one (1) year from date of purchase.

Henry Schein® will repair or replace product at its sole discretion. This warranty shall be limited to replacement or repair of the product or its parts and shall not extend to any other claims, including but not limited to loss of profit, cost of removal or replacement, incidental or consequential damages or other similar claims arising from use of this product. Damage to product resulting from acts of God, faulty installation, misuse, tampering, accident, abuse, negligence, alterations, unauthorized repairs or problems unrelated to materials and workmanship are not covered by this warranty.

# Essentials

## LED CURING LIGHT 2

INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCCIONES DE USO  
DIRECTIVES D'UTILISATION

Read before use. Keep in a safe place for future reference.

Lea antes de usarlo. Guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.

Conservez-le dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.



**ATENCIÓN:** La ley federal (EE. UU.) restringe la venta u orden de este dispositivo a los profesionales con licencia.




### Caution

- Para uso profesional solamente.
- La guía de luz se puede calentar durante el uso, evite hacer contacto con ella.
- Nunca vea directamente hacia la fuente de la luz LED sin protección ocular.
- Esterilice la guía de luz y la copa antirreflejo antes de usarla por primera vez.
- Para evitar dañar la pieza de mano LED no la deje caer ni la someta a golpes excesivos.
- Manténgala alejada del agua y otros líquidos.
- Si la base del cargador cae dentro del agua, desconéctela inmediatamente. No intente agarrarla dentro del agua o líquido.
- Si el cargador o la pieza de mano LED entran en contacto con el agua u otros líquidos, detenga el uso inmediatamente y envíelo para su evaluación a Henry Schein® ProRepair.
- Manténgala alejada del calor y de la luz solar directa.
- Si se encuentra alguna anomalía, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con Henry Schein® ProRepair.

## ESPECIFICACIONES

	
<b>BASE DEL CARGADOR</b>	<b>PIEZA DE MANO LED</b>
Alimentación de entrada: ac 100 - 240V 50/60 Hz	Intensidad de la luz: 1300 mW/cm <sup>2</sup>
Alimentación de salida: 5 V 2 A 5 W	Longitud de onda: 420 – 490 nm
Peso: 185 g	Peso: 120 g

## PIEZAS Y CONTROLES

<p><b>Pieza de mano LED</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guía de luz de 8 mm</li><li>2. Botón On/Off (Encendido/Apagado)</li><li>3. Botón de selección Mode (Modo)</li><li>4. Botón de ajuste Time (Tiempo)</li><li>5. Pantalla</li><li>6. Módulo de control</li><li>7. Módulo de la batería</li></ol>	
<p><b>Cargador</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Base del cargador</li><li>2. Luz indicadora de carga</li><li>3. Adaptador CC</li></ol>	
<p><b>Accesorios</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pantalla antirreflejo</li><li>2. Copas antirreflejo</li></ol>	

## PREPARACIÓN

1. Ensamble la pieza de mano conectando el control y los módulos de la batería. Ajústela bien con la mano.
2. Inserte la guía de luz en la pieza de mano ejerciendo una ligera presión y girándola hasta que esté totalmente sellada. No debe haber un espacio entre la pieza de mano y la guía de luz.
3. Coloque la copa naranja antirreflejo sobre la guía de luz y ajústela según su preferencia.
4. Deslice el escudo antirreflejo sobre la guía de luz hasta que esté acoplado firmemente en su lugar.
5. Conecte el adaptador CC a la base del cargador y enchúfelo a un tomacorriente.

**Nota:** Cuando está enchufado inicialmente, la luz de carga no se activará.

6. Para empezar a cargar, coloque la pieza de mano en el cargador, como se muestra. Mientras está en la base, la luz indicadora de carga estará de color red y cambiará a color verde cuando esté completamente cargada.

**Nota:** Permita que la pieza de mano se cargue completamente. La batería se debe cargar durante 3 horas antes del primer uso.





## OPERACIÓN





- Use protección ocular y asegúrese de que la pantalla antirreflejo esté asegurada en su posición antes del uso.
- La guía de luz se puede calentar durante el uso, evite hacer contacto con ella.

### On/Off (Encendido/Apagado)

1. Presione el botón "On/Off" (Encendido/Apagado) (A) una vez, para encender el panel de la pantalla. La pantalla digital mostrará el tiempo de curado del ciclo anterior.
2. Presione el botón "On/Off" (Encendido/Apagado) para iniciar o detener el ciclo de curado.

**Nota:** Sonará un pitido al comienzo del ciclo. Sonará un pitido final al final del ciclo.



### Ajuste el modo de curado

1. Presione el botón "Mode" (Modo) (B) para mostrar el ajuste del modo activo.
2. Presione el botón "Mode" (Modo) para ajustar el ciclo a través de las 3 opciones de modo.

**01 FULL (COMPLETO):** Máxima potencia continua.

**02 RAMP (AUMENTO GRADUAL):** Inicia con una potencia de 70% y se incrementa a potencia máxima.

**03 PULSE (PULSO):** Alterne entre la potencia máxima y el 70% de potencia en incrementos de medio segundo.

### Ajuste del tiempo de curado

1. Presione el botón "Time" (Tiempo) (C) para mostrar el tiempo de curado.
2. Para cambiar el tiempo activo de curado presione el botón "Time" (Tiempo) para aumentar el tiempo en aumentos de 1 segundo. El tiempo de curado predeterminado para todos los modos es de 6 segundos.
3. Presione el botón "On/OFF (Encendido/Apagado)" (A) para iniciar o detener el ciclo de curado.

## CARGADOR




- Asegúrese de que la pieza de mano esté completamente seca antes de colocarla en el cargador.
- Cargue y almacene la batería en un ambiente fresco.
- Si la batería se calienta después de la carga, espere a que se enfríe antes de su uso a fin de maximizar la vida útil.
- Evite almacenar la batería en un estado de carga completa, ya que esto acortará la vida útil de la batería. Si la batería está totalmente cargada, encienda la unidad durante aproximadamente 20 segundos antes de almacenarla.
- Evite almacenar la batería cuando está casi sin carga, ya que el autoconsumo provocará una descarga excesiva y no permitirá futuras cargas de la batería. Si la batería está vacía, cárguela durante 10-20 minutos antes de almacenarla.
- Al almacenar la batería, no la coloque sobre la base del cargador a fin de evitar una sobrecarga.
- Cargue/descargue la batería cada 2 meses cuando no la utilice.
- Deseche la batería según las instrucciones del fabricante y recicle la batería.
- No deseche la batería al fuego a fin de evitar lesiones o quemaduras.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos o, de lo contrario, se producirá un cortocircuito. Extraiga y vuelva a conectar el módulo de la batería si se produce un cortocircuito.
- No desarme la batería.
- No comprima la batería.
- Mantenga la batería seca.
- Mantenga la batería alejada de las fuentes de calor.

**Nota:** Si la capacidad de la batería se reduce de forma considerable y no puede cargarse por completo incluso después de un período de tiempo extenso, la batería está agotada. Si la batería está agotada o dañada, comuníquese con el distribuidor para adquirir una batería nueva.

**Cargador listo:** Sin luz (sin la pieza de mano en la base)

**Carga en curso:** Luz roja continua

**Carga completa:** Luz verde continua (con la pieza de mano en la base)




## CAMBIAR LA BATERÍA DE ION-LITIO



- Después del reemplazo de la batería, todos los ajustes del usuario se restablecerán a la configuración de fábrica.
- Antes de utilizar una batería nueva, cárguela durante un mínimo de 3 horas para garantizar una vida útil máxima.
- Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza de forma incorrecta. Reemplace solo por una batería del mismo tipo o equivalente, según las recomendaciones del fabricante.
- Dispositivo médico se utiliza batería de litio, la batería debe ser reemplazado solamente por personal de servicio.

1. Desatornille el módulo de la batería del módulo de control.
2. Voltee hacia abajo el módulo de la batería y permita que la batería se deslice hacia afuera.
3. Inserte la batería nueva. La orientación de la batería no es importante.
4. Recicle la batería antigua.

## LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN



- Esterilice la guía de luz y la copa antirreflejo antes de usarla por primera vez.
- Esterilice la guía de luz y la copa antirreflejo después del uso con cada paciente.
- Manténgala en la bolsa de esterilización hasta que esté lista para usarla.
- Use equipo de protección personal adecuado durante el proceso de limpieza y esterilización. Esto debe incluir protección ocular y guantes.
- No opere ni sumerja la pieza de mano en el agua.
- No esterilice el cuerpo de la pieza de mano.

1. Quite la guía de luz, colóquela en la bolsa de esterilización y séllela. Coloque las guías de luz en bolsas separadas.
2. Limpie la superficie de la pieza de mano con un paño suave mojado con agua tibia o una mezcla de detergente suave.
3. Seque la pieza de mano completamente antes de volverla a colocar en el cargado

## PIEZAS DE REPUESTO

570-1918 Guía de luz de 8 mm

570-1919 Batería de ion-litio

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	PORQUE	SOLUCIÓN
La pantalla está en blanco después de presionar el botón "On / Off"	La batería está agotada.	Pieza de mano de carga
	Batería defectuosa	Reemplazar la batería
	La batería no está bien conectado	Vuelva a instalar en la pieza de mano
	Un objeto de metal tiene corto hizo circular la batería	Eliminar objeto, reinstalar en pieza de mano
Aparece "bL" en la pantalla	Placa de circuito integrado es defectuoso	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair
	La batería esta baja	Pieza de mano de carga
Aparece "HH" en la pantalla	Batería defectuosa	Reemplazar la batería
	La unidad se ha sobrecalentado	Permita que la pieza de mano se enfríe abajo
	Temperatura defectuosa sensor	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair

PROBLEMA	PORQUE	SOLUCIÓN
Baja intensidad de luz	La guía de luz no está instalada correctamente	Asegúrese de que la guía de luz esté asentada al ras con la pieza de mano (sin espacio)
	Agrietado, astillado o guía de luz dañada	Reemplace la guía de luz
	Resina fijada a la guía de luz	Guía de luz limpia para eliminar cualquier escombros
	Módulo LED defectuoso	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair
Pitido continuo de la pieza de mano	La batería no está bien conectado	Vuelva a instalar en la pieza de mano
La pieza de mano no se carga	El adaptador de CC no está correctamente conectado	Verifique el tomacorriente y el cargador conexiones base
	Mala conexión entre pieza de mano y cargador	Verifique la pieza de mano y la base cargando contactos para hacer seguro que están limpios y libre de escombros
	Batería muerta o defectuosa	Reemplazar la batería
	Base de carga defectuosa	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair
Señal roja en el cargador pararse cuando está vacío	Puede haber escombros o humedad en el stand	Limpiar y eliminar cualquier líquido u objeto dentro del soporte de carga
	Defecto en el cargador	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair
Estado del soporte del cargador el indicador de luz parpadea	La batería no está bien conectado	Vuelva a instalar en la pieza de mano
	Batería defectuosa	Reemplazar la batería
	Base cambiante defectuosa	Comuníquese con Henry Schein® ProRepair

## SERVICIO

Los artículos que necesiten servicio, incluyendo el servicio de garantía, deben ser enviados a Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair  
620 S. Placentia Ave.  
Placentia, CA 92870 EE. UU.  
Teléfono +1 714 579-0175  
Fax +1 714 579-0186

## GARANTÍA

Este producto está diseñado para utilizarse en un consultorio odontológico y esta garantía no es aplicable a otros usos. El producto está garantizado contra defectos de fabricación de los materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra.

Henry Schein® reparará o reemplazará el producto a su propio criterio. Esta garantía se limitará al reemplazo o reparación del producto o de sus piezas y no se extenderá a ninguna otra reclamación, incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de ingresos, costo de extracción o reemplazo, daños incidentales o consiguientes u otras reclamaciones similares que surjan del uso de este producto. Los daños al producto que resulten por causas de fuerza mayor, instalación defectuosa, uso erróneo, manipulación indebida, accidentes, abuso, negligencia, alteraciones, reparaciones no autorizadas o problemas que no estén relacionados con materiales y mano de obra, no están cubiertos por esta garantía.

# Essentials

## LED CURING LIGHT 2

INSTRUCTIONS FOR USE  
INSTRUCCIONES DE USO  
DIRECTIVES D'UTILISATION

Read before use. Keep in a safe place for future reference.

Lea antes de usarlo. Guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.

Conservez-le dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.





**ATTENTION :** La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par ou à la demande d'un professionnel adéquatement autorisé.




### Atención

- À l'usage des professionnels seulement.
- Le guide optique peut devenir chaud lors de l'utilisation; évitez tout contact.
- Ne regardez jamais directement la source de lumière à DÉL sans protection oculaire.
- Stérilisez le guide optique et la coupelle anti-blouissement avant sa première utilisation.
- Pour éviter d'endommager la pièce à main à DÉL, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs excessifs.
- Maintenez l'appareil éloigné de l'eau ou de tout autre liquide.
- Si la base de chargement tombe dans l'eau, débranchez-la immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau ou le liquide.
- Si le chargeur ou la pièce à main à DÉL entrent en contact avec de l'eau ou tout autre liquide, cessez immédiatement leur utilisation et envoyez-les à Henry Schein® ProRepair pour une révision.
- Maintenez l'appareil éloigné des sources de chaleur et d'ensoleillement direct.
- Si vous observez des anomalies, cessez immédiatement son utilisation et contactez Henry Schein® ProRepair.

## SPÉCIFICATIONS


	
<b>CHARGEMENT DE LA BASE</b>	<b>DE LA PIÈCE À MAIN À DÉL</b>
Courant d'entrée : ac 100 - 240V 50/60 Hz	Intensité d'éclairage : 1300 mW/cm <sup>2</sup>
Courant de sortie : 5 V 2 A 5 W	Longueur d'onde : 420 – 490 nm
Poids : 185 g	Poids : 120 g

## PIÈCES ET COMMANDES

<p><b>Pièce à main à DÉL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guide optique de 8 mm</li> <li>2. Bouton « On/Off » (Marche/ Arrêt)</li> <li>3. Bouton « Mode » (Mode)</li> <li>4. Bouton « Time » (Temps)</li> <li>5. Affichage</li> <li>6. Module Commande</li> <li>7. Module Pile</li> </ol>	
<p><b>Chargeur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Base de chargement</li> <li>2. Voyant lumineux de charge</li> <li>3. Adaptateur c.c.</li> </ol>	
<p><b>Accessoires</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtre anti-éblouissement</li> <li>2. Coupelles anti-éblouissement</li> </ol>	


## INSTALLATION

1. Assemblez la pièce à main en raccordant les modules Commande et Pile. Serrez bien la main.
2. Insérez le guide optique dans la pièce à main en l'enfonçant doucement tout en le tournant jusqu'à ce qu'il atteigne sa butée. Il ne doit subsister aucun espace entre la pièce à main et le guide optique.




ÉTAPE 1

3. Placez la coupelle orange anti-éblouissement sur le guide optique et réglez selon votre préférence.




ÉTAPE 2



ÉTAPE 3

4. Placez le filtre anti-éblouissement sur le guide optique; assurez-vous qu'il est bien assis.
5. Raccordez l'adaptateur c.c. à la base de chargement, puis branchez-le sur la prise.



ÉTAPE 4



ÉTAPE 6

- Remarque :** Lorsqu'il est branché pour la première fois, l'indicateur de charge ne s'active pas.

6. Placez la pièce à main dans le chargeur, tel qu'illustré, pour commencer le chargement.

La pièce à main dans la base, le voyant de charge sera rouge, puis deviendra verte une fois complètement chargée.

**Remarque :** Laissez la pièce à main charger complètement. Il faut charger la pile pendant 3 heures avant la première utilisation.

## FONCTIONNEMENT





- Portez des lunettes de protection et assurez-vous que le filtre anti-éblouissement est fermement fixé en place avant l'utilisation.
- Le guide optique peut devenir chaud lors de l'utilisation; évitez tout contact.

### On/Off (Marche/Arrêt)

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt) (A) une fois pour allumer l'affichage. Le temps de cuisson du cycle précédent s'affiche sur l'affichage numérique.
2. Appuyez sur le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt) pour commencer ou arrêter le cycle de cuisson.

**Remarque :** Un signal sonore retentira lors que le cycle débutera. Un signal sonore final retentira à la fin du cycle.



### Régler le mode de cuisson

1. Appuyez sur le bouton « Mode » (Mode) (B) pour afficher le réglage de mode actif.
2. Appuyez sur le bouton « Mode » (Mode) pour faire défiler les 3 modes disponibles.

**01 FULL (PLEINE)** – Pleine puissance en continu.

**02 RAMP (AUG)** – Démarre à 70% de la puissance, puis augmente progressivement la pleine puissance.

**03 PULSE (IMPULSION)** – Passez d'une puissance de 70% à une puissance nulle par incréments d'un demi seconde.

### Régler le temps de cuisson

1. Appuyez sur le bouton « Time » (Temps) (C) pour afficher le temps de cuisson.
2. Pour changer le temps de cuisson actif, appuyez sur le bouton « Time » (Temps) pour augmenter le temps par incréments de 1 secondes. Le temps de durcissement par défaut pour tous les modes est de 6 secondes.
3. Appuyez sur le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt) (A) pour commencer le cycle de cuisson.



## CHARGE

### Atención

- Assurez-vous que la pièce à main est complètement sèche avant de la placer sur le chargeur.
- Chargez et stockez la batterie dans un environnement frais.
- Si la batterie est chaude après la charge, attendez qu'elle refroidisse avant d'utiliser pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Évitez de stocker la batterie dans un état complètement chargé, car cela raccourcira la durée de vie de la batterie. Si la batterie est complètement chargée, émettez l'appareil pendant environ 20 secondes avant le stockage.
- Évitez de stocker la batterie lorsqu'elle est presque vide, car l'autoconsommation provoque une décharge excessive et évitez une charge plus importante. Si la batterie est vide, chargez-la pendant 10 à 20 minutes avant de la ranger.
- Lors du stockage de la batterie, ne la placez pas dans le support du chargeur pour éviter de surcharger.
- Chargez / déchargez la batterie tous les 2 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Jetez la batterie conformément aux instructions du fabricant et recyclez la batterie.
- Ne jetez pas au feu pour éviter des blessures ou des brûlures.
- Empêchez la batterie d'entrer en contact avec des objets métalliques ou cela provoquera un court-circuit. Retirez et rebranchez le module de batterie en cas de court-circuit.
- Ne démontez pas.
- Ne pas écraser.
- Gardez la batterie au sec.
- Gardez la batterie loin de la source de chaleur.

**Remarque:** si la capacité de la batterie est considérablement réduite et ne peut pas être complètement chargée même après une longue période, la batterie est épuisée. Si la batterie est épuisée ou endommagée, veuillez contacter votre revendeur pour acheter une nouvelle batterie.

**Chargeur prêt :** Pas de lumière (sans pièce à main sur la base)

**Chargement en cours :** Lumière rouge continue

**Chargement fini :** Lumière verte en continu (lorsque la pièce à main est sur la base)



## REMPACEMENT DE LA PILE LI-ION

### Atención

- Après le remplacement de la batterie, tous les paramètres utilisateur reviendront à la réglages d'usine.
- Avant d'utiliser une nouvelle batterie, veuillez la charger pendant au moins 3 heures pour assurer une durée de vie maximale de la batterie.
- Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par le même type de batterie ou un recommandé par le fabricant.
- Le dispositif médical utilise une batterie Li-ion et remplace uniquement la batterie avec le personnel de service.

1. Dévissez le module de batterie dans le sens antihoraire du module de commande.
2. Retournez le module Pile pour faire sortir la pile.
3. Insérez la nouvelle pile. L'orientation de la pile n'a pas d'importance.
4. Recyclez la pile usagée.

## NETTOYAGE ET STÉRILISATION



- Stérilisez le guide optique et la coupelle anti-blouissement avant la première utilisation.
- Stérilisez le guide optique et la coupelle anti-blouissement après chaque patient.
- Conservez dans la poche de stérilisation jusqu'à son utilisation.
- Portez un équipement protecteur personnel approprié pendant le processus de nettoyage et stérilisation. Cet équipement doit inclure une protection oculaire et des gants.
- N'utilisez pas et n'immergez pas la pièce à main dans l'eau.
- Ne pas stérilisez le corps de la pièce à main.

1. Enlevez le guide optique, placez-le dans la poche de stérilisation et scellez cette dernière. Placez les guides optiques dans des poches individuelles.
2. Nettoyez la surface de la pièce à main avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède ou d'un mélange de détergent doux.
3. Séchez complètement la pièce à main avant de la remettre sur le chargeur.

## PIÈCES DE RECHANGE

570-1918 Guide optique de 8 mm

570-1919 Pile Li-ion

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'affichage est vide après avoir appuyé sur le bouton «On / Off»	La batterie est déchargée	Pièce à main de charge
	Batterie défectueuse	Remplacer la batterie
	La batterie n'est pas correctement connecté	Réinstaller dans la pièce à main
	Un objet métallique a court mis en circuit la batterie	Supprimer l'objet, réinstaller dans pièce à main
	La carte de circuit intégré est défectueux	Contactez Henry Schein® ProRepair
«bL» apparaît sur l'affichage	La batterie est faible	Pièce à main de charge
	Batterie défectueuse	Remplacer la batterie
«HH» apparaît sur l'affichage	L'unité a surchauffé	Laisser refroidir la pièce à main vers le bas
	Température défectueuse capteur	Contactez Henry Schein® ProRepair
Faible intensité lumineuse	Le guide de lumière n'est pas installé correctement	Assurez-vous que le guide de lumière est assis au ras de la pièce à main (pas d'espace)
	Craquelé, ébréché ou guide de lumière endommagé	Remplacer le guide de lumière
	Résine fixée au guide de lumière	Guide de lumière propre à retirer tous les débris
	Module LED défectueux	Contactez Henry Schein® ProRepair
Bip continu de la pièce à main	La batterie n'est pas correctement connecté	Réinstaller dans la pièce à main

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La pièce à main ne se charge pas	L'adaptateur CC n'est pas correctement connecté	Vérifiez la prise et le chargeur connexions de base
	Mauvaise connexion entre pièce à main et chargeur	Vérifier la pièce à main et la base charger des contacts pour établir sûr qu'ils sont propres et sans débris
	Batterie morte ou défectueuse	Remplacer la batterie
	Base de chargement défectueuse	Contactez Henry Schein® ProRepair
Signal rouge sur le chargeur se tenir à vide	Il peut y avoir des débris ou humidité dans le support	Nettoyez et enlevez tout liquide ou un objet à l'intérieur de la charge supporter
	Défaut dans le chargeur	Contactez Henry Schein® ProRepair
Statut du support du chargeur l'indicateur lumineux scintille	La batterie n'est pas correctement connecté	Réinstaller dans la pièce à main
	Batterie défectueuse	Remplacer la batterie
	Base changeante défectueuse	Contactez Henry Schein® ProRepair

## ENTRETIEN

Les articles qui requièrent un entretien après-vente, y compris l'entretien relatif à la garantie, doivent être envoyés à Henry Schein® ProRepair.

Henry Schein® ProRepair

620 S. Placentia Ave.

Placentia, CA 92870 É.-U.

Téléphone : 714-579-0175

Télécopieur : 714-579-0186

## GARANTIE

Ce produit est conçu pour être utilisé dans un cabinet dentaire et cette garantie ne s'applique pas à d'autres utilisations. Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication des matériaux et de main d'œuvre pendant un (1) an à partir de la date d'achat.

Henry Schein® réparera ou remplacera le produit à son entière discrétion. Cette garantie se limitera au remplacement ou à la réparation du produit ou de ses pièces et ne saurait s'étendre à d'autres réclamations, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de profit, aux frais d'enlèvement ou de remplacement, aux dommages fortuits ou indirects ou toutes autres réclamations similaires se rapportant à l'utilisation de ce produit. Tout dommage à ce produit résultant d'une catastrophe naturelle, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un accident, d'un abus, d'une négligence, d'altérations, de réparations non autorisées ou de problèmes n'ayant aucun rapport avec les matériaux ou la fabrication ne sont pas couverts par cette garantie.

Distributed by: Essentials Healthcare Products

Distribuido por: 41 Weaver Road

Distribué par: Denver, PA 17517 USA

Made In Taiwan

Fabricado en Taiwán

Fabriqué à Taïwan